



**B W / A**  
BE WHO YOU ARE

[WWW.BWYA.FR](http://WWW.BWYA.FR)  
[contact@bwya.fr](mailto:contact@bwya.fr)



**FR** Une sensation de démangeaison est commune, un temps d'adaptation sera nécessaire à ta peau et à tes poils pour s'habituer au tape. Si tu ressens une très forte gêne, démangeaison ou douleur, retire le tape le plus rapidement possible, en suivant les indications. Le plus souvent les causes d'irritations sont, un tape trop tendu et l'utilisation de techniques inappropriés pour le retrait.

**ENG** Slight itching is normal as your skin and hair adjust to being covered. If you are experiencing extreme discomfort, itching or pain, remove trans tape as soon as you can, safely. Overstretching as well as improper removal are the most common causes of skin irritation or blistering.

**Composition** : Le TransTape est composé d'un mélange de 95 % de coton et de 5 % d'élasthanne. Son adhésif acrylique hypoallergénique est de qualité médicale et sans latex.

**Retrouve plus de conseils, des vidéos et des techniques pour «taper» sur notre site dans la rubrique «A propos».**

**Composition:** TransTape is made from a blend of 95% cotton and 5% spandex with a hypoallergenic medical grade acrylic adhesive that is latex free and non-medicated.

**Find more tips and videos for «taping» on our website in the «About» section.**



Résistant  
Confortable  
Waterproof

Resistant  
Comfortable  
Waterproof



Fabriqué  
en France

Made in  
France



BWYABOUTIQUE




BWYA\_BOUTIQUE



BWYA\_OFFICIEL



[WWW.BWYA.FR](http://WWW.BWYA.FR)





# Trans tape

## Précautions

### 1 Avant d'appliquer le tape

Assure-toi de ne développer aucune allergie à la matière : coupe un petit bout de tape et colle-le sur l'avant de ton bras. Attends 8h et vérifie l'absence de réaction.

Prends soin de nettoyer et de sécher ta peau. Crée deux petits carrés de papier toilette ou de coton de la taille de tes tétons puis place les sur ces derniers.

### 2 Application du tape

Le tape va s'étirer au moment où tu vas l'appliquer.

Coupe un morceau plus court d'1/3 que la taille finale désirée. Arrondis les coins à l'aide de ciseaux pour éviter qu'ils ne se décollent.

Assure-toi que le tape ne dépasse pas sur la région dorsale, limite-toi au dessous de tes aisselles. Deux pièces par côté devraient être suffisantes, trois au maximum. Moins c'est mieux. Commence toujours par l'intérieur de ta poitrine puis étire le morceau jusqu'au dessous de tes aisselles.

### 3 Pour retirer le tape

Applique notre solution à base d'huile d'amande douce sur et tout autour du tape. Masse l'huile sur le tape pendant 1 à 3 mn jusqu'à ce qu'elle pénètre entièrement le tape. Commence par l'intérieur, puis retire progressivement le reste du tape.

Une fois retiré, masse la zone avec l'huile restante et applique une crème hydratante.

### 4 Soins

Si ta peau est sensible il est possible que tu développes des rougeurs ou que tu ressentes une sensation de démangeaison. Il se peut qu'un temps d'adaptation soit nécessaire.

Surtout ne re-tape jamais sur une zone irritée, et attends que ta peau ait cicatrisé avant de retenter l'expérience.

→ Applique le tape du premier coup. Si tu le décolles pour le recoller, il ne collera plus.

→ Le TRANS TAPE est résistant à l'eau et à la transpiration : il peut être porté sous la douche, à la piscine ou à la mer !



→ Apply the tape on the first time. If you peel it off to stick it back on, it will no longer stick.

→ TRANS TAPE is waterproof and sweatproof so it can be worn in the shower, the pool and even in the ocean!

## Caution

### 1 Before applying the tape

Make sure you do not react to the material. Cut a small end and place it on your forearm. Wait 8 hours and check that there is no reaction.

Make sure your skin is clean and dry. Create 2 small squares of soft paper or cotton the size of your nipples. Place them on your nipples before applying the tape and fix them with a short stripe of tape.

### 2 Apply the tape

The tape will stretch a lot, so start 1/3 shorter than you think.

Cut all strips to size, then round the corners with scissors to avoid curling up on the edges and to create a more contoured look.

You don't want it to stretch onto your back, just under your armpit. You should only need two pieces per side, three maximum. Less is better. Always start on the inside of your chest and stretch the piece to under your armpits.

### 3 To remove the tape

Apply our sweet almond oil solution on and all around the tape. Massage the tape and skin to allow the oil to soak through for approximately 1-3 minutes before next step. Start to remove the tape from the inside of your chest, then gradually remove the rest it.

Once removed, massage the area with the remaining oil and apply a moisturizer.

### 4 Care

If your skin is sensitive you may develop redness. Never re-tape on an irritated area, wait until your skin has healed before taping again.